


Scheda tecnica

Mascherina FFP2


Semimascherina filtrante FFP2 non riutilizzabile

Descrizione:

Mascherina FFP2 marcata CE, conforme al Regolamento UNI EN149:2001+A1:2009. Certificata da Ente Notificato Europeo. È un DPI di Categoria III.







Applicazioni:

Per ridurre al minimo il consumo improprio di DPI, l'utilizzo delle mascherine FFP2 dovrebbe essere limitato ai casi raccomandati dalle autorità sanitarie competenti.

Materiali:

Primo strato: TNT in polipropilene spunbond superficie protettiva esterna

Secondo strato: Fibre ES etilene-propilene

Terzo strato: Quarto strato:Filtro melt-blown in polipropilene caricato elettrostaticamente

Filtro melt-blown in polipropilene caricato elettrostaticamente

TNT in polipropilene spunbond superficie protettiva interna

Potere filtrante a 95 l/min:

NaCl >94%

Olio di paraffina >94%

Resistenza respiratoria:

All'inspirazione a 30 l/min: <0,7 mbar All'inspirazione a 95 l/min: <2,4 mbar All'espirazione a 160 l/min: <3,0 mbar

Tenore di anidride carbonica:

Valore medio <1%





Via Clodoveo Bonazzi 7, 40013 Castel Maggiore (BO), Italia
Tel. (+39) 051 700355 - Email: SMIDPI04@polonordadeste.com - Web: www.polonordadeste.it
P.I./C.F. IT02052230394 - REA BO-417927 - Cap. soc. 100.000 € i.v.
Azienda con Sistema di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

